

SONOACER3



Лёгкок в работе лёгкок на подъем

Удобный портативный УЗ-сканер SonoAce R3 удачно сочетает в себе многофункциональность, современную эргономику и малый вес.

SAMSUNG MEDISON



Большие ВОЗМОЖНОСТИ

в новом портативном
цветном приборе.

SONOACE R3 – цифровая цветная ультразвуковая система с высоким качеством изображения и современными технологиями для использования в любой области медицины. Где бы Вам ни пришлось проводить исследование, SONOACE R3 поможет вам сделать это быстро, качественно и удобно.



Продуманная структура для удобной работы


- 15" LCD монитор
- Два встроенных порта
- Удобный пользовательский интерфейс и панель управления
- Клавиатура с подсветкой
- Эргономичный дизайн
- Малый вес

Полный спектр цифровых изображений высокого качества


- Цветной энергетический и импульсно-волновой доплер
- Тканевая гармоника
- Full Spectrum Imaging™ - оптимизация изображения независимо от глубины сканирования путём сложения частотного спектра
- Quick Scan™ - автоматическая органоспецифическая оптимизация изображения нажатием одной кнопки
- Пакеты программ для расчетов в кардиологии, гинекологии, акушерстве, урологии, ангиологии
- Freehand 3D
- Мультичастотные датчики и биопсийные адаптеры

Оптимальная организация рабочего процесса


- SONOACE R3 совмещает в себе универсальный диагностический прибор и рабочую станцию для последующего анализа изображений.
- SonoView – программа архивации
- Три порта USB
- Возможность печати отчетов на внешний принтер
- Архивация изображений и протоколов на различные носители
- DICOM 3.0 - протокол обмена информацией между диагностическими приборами и ПК (опция)
- Специальная тележка, позволяющая использовать прибор как стационарную систему



Плечо в поперечной проекции, 2D-режим



Почки, режим энергетического доплера



Щитовидная железа, режим ЦД

ЗАО "Медиэйс", официальный дистрибьютор Самсунг Медисон
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3.
Тел.: (495) 921-39-81, 785-72-20, www.medison.ru,
e-mail: info@medison.ru

SAMSUNG MEDISON

SAMSUNG